



Digitales Diabetes-Tagebuch führen ist IN



CoPilot –
So intuitiv. So unterstützend.



Datentransfer vom Blutzucker-/ Glukose-Messgerät auf den PC mit nur einem Klick



Möglichkeit individuelle Informationen komfortabel zu ergänzen



Übersichtliche Datenverwaltungs- und vielfältige Darstellungsfunktionen

Printed in Germany / Copyright ABBOTT / Abbott Diabetes Care / AM 1246 / CoPilot Pat-Flyer / Aug. 2008 / 10.000 st / EMOTION

CoPilot – Diabetes-Management Software

So einfach geht's:

CoPilot Software kostenfrei
downloaden unter
www.Abbott-Diabetes-Care.de



Passende **USB-Datenkabel** erhalten
Sie **bei Abbott Diabetes Care**
(versandkostenfrei)

- für FreeStyle® Messgeräte
(€ 19,95)
- für Precision Messgeräte
(€ 19,95)
- für FreeStyle Navigator®
Bluetooth USB-Adapter
(Preis auf Anfrage)



Kostenfreie Service-Nr.: 08 00 / 5 19 95 19

Systemanforderungen: Windows 2000 oder Windows XP.
Mindestens 45 MB freier Festplattenspeicher, Prozessorgeschwindigkeit von mindestens 233 MHz, mindestens 128 MB RAM-Arbeitsspeicher. Monitor: 1024 x 768 Pixel.

ABBOTT
Abbott Diabetes Care
www.Abbott-Diabetes-Care.de



NEU: CoPilot

So intuitiv.
So unterstützend.



CoPILOT
Diabetes-Management Software





CoPilot Diabetes-Management Software
ist ein besonderes Angebot
des Abbott Diabetes Patientenservice.


Unterstützende kostenfreie Leistungen
des Abbott Diabetes Patientenservice:



 **Erweiterte Erreichbarkeit:**
Mo bis Fr 8:00 bis 18:00 Uhr / Sa 8:00 bis 12:00 Uhr
unter der kostenfreien Service-Nr.: **08 00 / 5 19 95 19**

 **Exklusiv 3 x im Jahr** das Magazin **INBALANCE**

 **Aktuelle Themenbroschüren, z. B.:**
- Ernährungsbroschüre – „Richtig Essen und Trinken bei Typ-2-Diabetes“
- „Richtig Blutzucker messen“

 **Internet Downloads und Informationen** unter
www.Abbott-Diabetes-Care.de
- CoPilot, die intuitive und unterstützende
Diabetes-Management Software
- ABBOTTizer, **INBALANCE**, Interview des Monats,
Produktbroschüren, u. v. m.

 **Geräteaustauschgarantie***
auf Ihr Abbott Diabetes Care Blutzucker-Messgerät

 **Austauschbatterie/n****
für Ihr Abbott Diabetes Care Blutzucker-Messgerät


 **Diabetes-Tagebücher*****
„schnell & einfach“ oder „intensiv“

* Wenn Sie nicht mehr zu 100 % mit Ihrem Abbott Diabetes Care Blutzucker-Messgerät zufrieden sind, können Sie dies gerne gegen ein neues umtauschen (ausgenommen FreeStyle Navigator®). Details zur genauen Abwicklung erfahren Sie vom Abbott Diabetes Patientenservice.

** Eine Batterie pro Kalenderjahr/Blutzucker-Messgerät. Zwei Batterien für FreeStyle Mini Messgeräte.

*** Nur solange Vorrat reicht.

Wenn Sie eine intuitive Software haben wollen.



Wenn Sie Ihren Diabetes komfortabel managen wollen.



Wenn Sie ein verständliches elektronisches Tagebuch suchen.



Wenn Sie alle Ereignisse umfassend analysieren wollen.




So intuitiv. So unterstützend. CoPilot – die Diabetes-Management Software

Die CoPilot Diabetes-Management Software ermöglicht Ihnen die intuitive Führung eines Diabetes-Tagebuches am PC und unterstützt Sie und Ihren Arzt in der Diabetestherapie.

Mit CoPilot Diabetes-Management Software:

- **Importieren** Sie Ihre Messergebnisse aus dem Abbott Diabetes Care Messgerät per Mausclick.
- **Ergänzen** Sie komfortabel Ihre persönlichen Angaben zu Kohlenhydrataufnahme, Insulin, körperlicher Betätigung, Gesundheitszustand, medizinischen Untersuchungen, Medikamenten, Laborergebnissen sowie allgemeine Informationen und Notizen.
- **Analysieren** Sie auf vielfältige Weise Ihre Daten und speichern Sie diese für Ihr Gespräch mit Ihrem Arzt.
- **Drucken** Sie ganz einfach übersichtliche Grafiken, Diagramme und Berichte **oder senden** Sie diese direkt per E-Mail an Ihren Arzt oder Ihre Diabetesberaterin.



CoPilot ist kompatibel mit:
Precision Blutzucker-Messgeräten
(außer Q-I-D®, Pen Sensor, Card Sensor)
und allen FreeStyle® Messgeräten
inkl. FreeStyle Navigator®

COPILOT
Diabetes-Management Software
Version 4.0